

## ソフトウェア詳細

名称: USB 仕様センサコネクタ(UH-1,EH-1)用デバイスドライバー

バージョン: 2.7

対応 OS: Windows2000、Xp、Vista、7(32ビット版のみ)

対象:

- ・I-SCAN、BIG-MAT、S-SCAN、PINCH、BPMS、CONFORMat、Clinseat、T-スキャンIIのうち  
使用センサコネクタの型番が UH-1 または EH-1 であるシステム
- ・フットビュー、フットビュークリニック、フットビュークリニック KA のうち  
センサーユニットの型番が FT-1020 までのシステム
- ・マツスキャン

## ダウンロードする

ページ上の「ダウンロードボタン」をクリックします。コンピュータ上の任意の場所(デスクトップなど)に保存します。  
Nitta\_USB\_Driver\_27.zip(圧縮ファイル)というファイルが保存されます。



## ファイルを展開する


インストールを行うためには、ファイルの展開という作業が必要となります。

次の手順に沿って展開を行ってください。

1. Nitta\_USB\_Driver\_27.zip のアイコンを右クリックして表示されるメニューから、「すべてを展開」を選択します。



2. 「展開ウィザード」が表示されます。「次へ」のボタンを押します。




< 次ページへつづく >


## ファイルを展開する

3. 展開先(保存先)の選択をします。


初期設定での展開先は、ダウンロードしたファイルの場所に「Nitta\_USB\_Driver\_27」というフォルダに保存します。展開先を変更する場合は、「参照」ボタンを押し、場所(フォルダなど)を指定してください。設定したら、「次へ」のボタンを押します。



4. ファイルの展開(保存)が行われ、終了すると完了の表示になります。  
「完了」ボタンを押します。



展開(保存)されたフォルダが開きます。続いてインストールを行います。




## ドライバーをインストールする

(注 1)インストール時は、管理者権限のあるユーザーでログインして実施してください。

(注 2)ダウンロードファイルの展開を行ってください。

(注 2) CD-ROM など書き込みのできないドライブからは実行できません。

1. 展開されたフォルダ内の「Install\_Nitta\_USB\_Driver.bat」をダブルクリックして、実行します。




< 次ページへつづく >

### ドライバーをインストールする

2. インストール中は、以下のような画面になります。

このとき、ユーザーアカウント制御の表示が出た場合は、「はい」のボタンを押してください。



3. 画面が閉じるとインストールは終了です。

コンピュータの再起動を行い、システムの動作確認を行ってください。

以上