

コンビネーションで!

別販売の拭き取り性能に優れた高性能ワイパー「[ステリワイパーシリーズ](#)」とご一緒に日々の清掃作業でお役立てください。

バイオ除染製品

商品詳細・最新情報は
HPでご確認ください



QT エタノール

≫ ご注文情報

型 番	品 名	容 量
BC-QT2512-32	QTエタノール (BB) バッグインボトルタイプ	70%SDA、30%WFI (USP グレード) 荷サイズ (mm) 305 (L) × 215 (W) × 320 (H) 重量6.5kg 6本入り/箱 内容量946ml 滅菌済み、逆止弁付
BC-QT2512-16	QTエタノール (BB) バッグインボトルタイプ	70%SDA、30%WFI (USP グレード) 荷サイズ (mm) 285 (L) × 350 (W) × 300 (H) 重量6.8kg 12本入り/内容量473ml 滅菌済み、逆止弁付
BC-QT2515-11	QT エタノール (AS) エアゾールタイプ	70%SDA、30%WFI (USP グレード) 荷サイズ (mm) 420 (L) × 300 (W) × 245 (H) 重量18.5kg 24本入り/箱 内容量325ml 滅菌済み
BC-QT2530-12x10	QTエタノール 含浸ワイパー	ポリエステル 荷サイズ (mm) 425 (L) × 279 (W) × 318 (H) 重量:8.0kg 10枚入り/1包装×20包装 1箱
BC- QT2514-128	QTエタノール ガロンタイプ	70%SDA、30%WFI (USP グレード) 荷サイズ (mm) 410 (L) × 260 (W) × 300 (H) 重量:15.0kg 4本入り (1gal/case) スクリューキャップ仕様

<消防法> 第4 類・引火性液体 (石油類・アルコール類) アルコール類

型 番	品 名	容 量
PB6001	ステリワイパー (25cm×25cm 4 折)	1,000枚/箱 25枚×4袋×10袋×1袋
PB6002	ステリワイパーワイド (約34cm×30cm 4 折)	960枚/箱 20枚×4袋×12袋×1袋
PB6003	ステリワイパーフィニッシャー (約23cm×23cm)	100枚/箱 5枚×5袋×4袋



BCLEEN (呼称: ビイクリーン) は、広くクリーンルームの無菌清浄化を目指した当社のブランドです。また、当社クリーンエンジニアリング事業部における空気清浄・環境モニタリング・除染の3要素をパッケージ化したカテゴリーブランドでもあります。



⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※表示価格に消費税は含まれておりません。
※本カタログに記載の仕様、デザイン、価格等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ニッタ株式会社

クリーンエンジニアリング事業部

<https://www.nitta.co.jp>

大 阪 本 社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26
TEL.06-6563-1233 FAX.06-6563-1234

奈 良 工 場 〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172
TEL.0743-56-9400 FAX.0743-56-4403

東 京 支 店 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1
TEL.03-4332-1399 03-6744-2703



QTエタノールシリーズ

クリーンルーム用変性エタノール除菌剤
(多重包装 + γ線滅菌 仕様)

- ▶ QT エタノール バッグインボトルタイプ
- ▶ QT エタノール エアゾールタイプ
- ▶ QT エタノール 含浸ワイパー
- ▶ QT エタノール ガロンタイプ



ニッタ株式会社

クリーンルームへの外部からの微生物持ち込みをシャットアウト



QTエタノールシリーズ

清掃・消毒作業をより簡単に快適に！

≫ 特長

- ▶ 多重包装※1・滅菌※2
- ▶ 70%変性アルコール (SDA) とUSP WFI30 %の混合液
- ▶ メタノールフリー (イソプロパノール含有の70%変性エタノール)
- ▶ 有効期限：3年間※3 (QTエタノール含浸ワイパーは2年)
- ▶ 分析証明書 (COA) : γ線滅菌情報、LAL試験結果を含む
- ▶ 様々な製品バリエーション

※1 ダブルバック、γ線照射滅菌済み、0.22μmろ過

※2 ISO EN 11137-2:2015「医療製品の滅菌—放射線 第2部— 滅菌線量の設定」に従って、SAL10⁻⁶の滅菌保証レベル

※3 未開封時

≫ 用途

- 床、壁、天井のクリーニングに
- 機器のクリーニングに
- 無菌エリアの手指消毒に
- グレードA、Bエリアへの搬入時に

グローブや
硬質面の消毒



当社のQTエタノールシリーズは、下記の製造企業によって厳格な品質管理のもとで生産されています。

Quantumtec 社 (クアンタムテック) とは

米国にて設計された製薬、クリーンルーム向け消毒剤をマレーシアで製造する企業です。マレーシアからアジア市場を中心にグレードA～Dまで使用可能な製品群をご用意しています。



QTエタノール 含浸ワイパー

拭き取り性能が高く、表面の微粒子や化学残留物も効果的に除去

≫ 特長

- ▶ 10枚ごとのパウチ包装※4
- ▶ 耐久性に優れ、添加物を含まないポリエステル生地
- ▶ レーザー密封エッジにより、繊維や粒子の放出が最小限
- ▶ 有効期限：2年間 (未開封時)
- ▶ ワイパーサイズは12インチ×12インチ



POINT

高吸収性※5で効率的な清拭作業！
ISOクラス4～7 (クラス10～10,000) のクリーンルームで使用可能

※4 各パウチにロット番号と有効期限を記載

※5 吸収容量は300 mL/m²以上

QTエタノール

こだわりの製品仕様、ここに極まる！

- ✓ ダブルバック
- ✓ 0.22μmろ過済み
- ✓ 分析証明書発行
- ✓ γ線照射滅菌済み
- ✓ 日本語ラベル

≫ 特長

- ▶ バッグインボトルタイプは外装の滅菌&薬剤はフィルタ滅菌処理
- ▶ 液剤と空気が接触しないボトル構造&逆止弁付きノズル (図1)
- ▶ 容量を選べる2タイプ (473mlと946ml)
- ▶ エアゾールタイプは、液剤および圧縮空気もフィルタ滅菌済み、逆さまでも噴霧可能
- ▶ 有効期限：3年間 (未開封時)

エアゾールタイプ (AS)

POINT

バックインボトルタイプ (BB)

- ✓ 液漏れの心配なし
- ✓ 最後までパワフルな噴霧
- ✓ さかさまにしても噴霧可能！！
- ✓ 圧縮空気使用

- ✓ 手軽に使用可能
- ✓ バッグインボトルで製品の酸化防止
- ✓ 容器の廃棄が簡単

選べる
2タイプ！！



バッグインボトル (473ml)

バッグインボトル (946ml)

エアゾールタイプ

図1



QTエタノール ガロン

シリーズ待望の大容量！

≫ 特長

- ▶ 大容量の約3.8L
- ▶ 多重包装とガンマ線滅菌のこだわり仕様
- ▶ 定期的・大量に使用する施設では、経済的メリット大
- ▶ スクリューキャップで簡単開閉
- ▶ 有効期限：3年間 (未開封時)

POINT

クリーンルームや医療・製薬施設での日常的に
広範囲の消毒作業を行う方に最適！

